

MGIEasy

外显子组捕获辅助试剂盒使用说明书

货号: 1000007743 (16 RXN)

试剂盒版本号: V1.0

说明书版本号: A2

版本历史

| 说明书 版本 | 试剂盒 版本 | 修订 日期 | 修订内容摘要 |
|-----------|-----------|---------------|--|
| A2 | V1.0 | 2021 年 1 月 | <ul style="list-style-type: none"> 更新公司联系信息 |
| A1 | V1.0 | 2020 年 7 月 | <ul style="list-style-type: none"> 变更公司名称为“深圳华大智造科技股份有限公司” 步骤 3.4: 增加定量步骤 增加附录 A 接头使用规则 |
| A0 | V1.0 | 2019 年 2 月 | <ul style="list-style-type: none"> 首次发布 |

提示：请下载最新版说明书，对照相应版本的试剂盒使用。

搜索货号或产品名，下载说明书：www.mgi-tech.com/download/files

目录

| | |
|--|---|
| 第一章 产品信息 | 1 |
| 1.1 产品描述 | 1 |
| 1.2 适用范围 | 1 |
| 1.3 适配测序平台 | 1 |
| 1.4 试剂盒组分 | 2 |
| 1.5 试剂盒储存条件及有效期 | 2 |
| 1.6 客户自备物料清单 | 2 |
| 1.7 注意事项 | 3 |
| 第二章 样本要求及处理 | 4 |
| 2.1 样本准备 | 4 |
| 2.2 样本定量和质控 | 4 |
| 2.3 试剂准备 | 4 |
| 第三章 实验操作标准流程 | 5 |
| 3.1 杂交前样本制备 | 6 |
| 3.2 杂交捕获 | 6 |
| 3.3 杂交后 PCR | 6 |
| 3.4 杂交后 PCR 产物纯化和定量 | 7 |
| 附录 | 9 |
| 附录 A MGIEasy DNA Adapters-16 （管式）试剂盒使用规则 | 9 |

第一章 产品信息

1.1 产品描述

MGIEasy外显子组捕获辅助试剂盒作为通用捕获辅助试剂盒，可以灵活搭配DNA文库制备试剂盒和各类商业探针及杂交洗脱试剂盒使用，用于MGI高通量测序平台外显子文库的构建和杂交。其中DNA文库制备试剂盒可以选择MGIEasy酶切DNA文库制备试剂套装（16RXN）或MGIEasy通用DNA文库制备试剂套装（16RXN），商业探针及杂交洗脱试剂盒可以选择MGIEasy外显子组捕获V4探针试剂套装或MGIEasy外显子组捕获V5探针试剂套装，或其他商业探针及其配套的杂交试剂。



建库和杂交全流程可参考使用如下推荐组合套装：

表 1 MGIEasy 系列文库制备试剂套装汇总

| 组合方式 | DNA 文库制备试剂盒 | 探针及杂交洗脱试剂盒 | 捕获辅助试剂盒 |
|------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | MGIEasy 酶切 DNA 文库制备试剂套装（16RXN） (1000006987) | MGIEasy 外显子组捕获 V4 探针试剂套装 (1000007745) | MGIEasy 外显子组捕获辅助试剂盒 (1000007743) |
| 2 | | MGIEasy 外显子组捕获 V5 探针试剂套装 (1000007746) | |
| 3 | | 其他商业探针及杂交洗脱试剂盒 | |
| 4 | MGIEasy 通用 DNA 文库制备试剂套装（16RXN） (1000006985) | MGIEasy 外显子组捕获 V4 探针试剂套装 (1000007745) | |
| 5 | | MGIEasy 外显子组捕获 V5 探针试剂套装 (1000007746) | |
| 6 | | 其他商业探针及杂交洗脱试剂盒 | |

1.2 适用范围

本试剂盒用于辅助人源样本外显子区域的杂交捕获，适用于 Roche/IDT 等公司的 DNA 探针产品，MGI/Agilent 等公司的 RNA 探针产品，基于 MGI 高通量测序平台进行外显子文库的构建。

1.3 适配测序平台

构建的文库可使用以下测序仪及测序平台进行测序：

MGISEQ-2000RS(PE100/PE150)

BGISEQ-500RS(PE100/PE150)

1.4 试剂盒组分

MGIEasy 外显子组捕获辅助试剂盒规格为 16 RXN。每个试剂盒包含 4 个组分。其货号、组分信息如下：

表 2 MGIEasy 外显子组捕获辅助试剂盒 (16 RXN) (货号: 1000007743)

| 试剂盒种类 | 组分信息 | 管盖颜色 | 规格及数量 |
|---------------------|---------------------|------|----------------------------|
| MGIEasy 外显子组捕获辅助试剂盒 | Post-PCR Enzyme Mix | 蓝 | 800 μ L/支 \times 1 支 |
| | PCR Primer Mix | 蓝 | 96 μ L/支 \times 1 支 |
| | Block 3 | 黄 | 16 μ L/支 \times 1 支 |
| 货号: 1000007743 | Block 4 | 黄 | 160 μ L/支 \times 1 支 |

1.5 试剂盒储存条件及有效期

MGIEasy 外显子组捕获辅助试剂盒：

- 储存温度：-25°C~-18°C
- 运输条件：干冰运输
- 有效期：见试剂盒标签

*干冰运输，请注意检查收到产品时是否有干冰剩余。

*当运输条件、储存条件及使用方式都正确时，所有组分在有效期内均能保持完整活性。

1.6 客户自备物料清单

表 3 客户自备物料清单

| | |
|----|---|
| 仪器 | 移液器 |
| | 漩涡混匀仪 |
| | 小型离心机 |
| | 磁力架 DynaMag™-2 (Thermo Fisher, Cat. No. 12321D) 或同类产品 |
| | 96 孔磁力架 (BioMag, Cat. No. BMB-96) 或同类产品 |
| | PCR 仪 |
| | Thermomixer 或水浴锅等恒温设备 |
| 试剂 | Nutator 或其他可旋转混匀设备 |
| | 真空离心浓缩仪 (离心 pendorf, Cat. No. 5305000398) |
| | NF water, Nuclease free water (Ambion, Cat. No. AM9937) |
| 耗材 | M-280 磁珠 (Invitrogen, Cat. No. 112.06D) |
| | 其他探针试剂盒所需试剂 |
| 耗材 | 0.2 mL PCR 管 (Axygen, Cat. No. PCR-02-C) 或同类产品 |

| | |
|-------------|--|
| | 96 孔 PCR 板 (Axygen, Cat. No. PCR-96M2-HS-C) 或同类产品 1.5 mL 离心管 (Axygen, Cat. No. MCT-150-C)或同类产品 2.0 mL 离心管 (Axygen, Cat. No. MCT-200-C)或同类产品 0.2 mL 八连管盖 (Axygen, Cat. No. PCR-02CP-C) 或同类产品 滤芯吸头 (Axygen, Cat. No. TF-100) 或同类产品) 高透光度粘性盖膜 (ABI, Cat. No. 4306311) 其他探针试剂盒所需耗材 |
| DNA 文库制备试剂盒 | MGIEasy 酶切 DNA 文库制备试剂套装 (MGI, Cat. No. 1000009658) 或 MGIEasy 通用 DNA 文库制备试剂套装 (MGI, Cat. No. 1000009657) |
| 探针及杂交洗脱试剂盒 | MGIEasy 外显子组捕获 V4 探针试剂套装 (MGI, Cat. No. 1000007745) 或 MGIEasy 外显子组捕获 V5 探针试剂套装 (MGI, Cat. No. 1000007746) 或其他商业探针杂交所需的试剂盒 |

1.7 注意事项

- 本产品仅用于科研用途，不用于临床诊断，使用前请仔细阅读本说明书。
- 文库制备流程推荐根据具体的实验设计、样本特征、测序应用和设备进行调整和优化。本说明书提供的实验流程是通用的，可根据需要调整反应参数，以优化性能、效率。
- 试剂套装各组分使用前提前取出，将 Enzyme 瞬时离心后置于冰上待用。其他组分于室温解冻。解冻后上下颠倒数次充分混匀，瞬时离心后置于冰上待用。
- 为避免样品交叉污染，推荐使用带滤芯的枪头，吸取不同样品时请更换枪头。
- 推荐在带热盖的 PCR 仪中进行各步骤反应，使用前应预热 PCR 仪至反应温度附近。
- PCR 产物因操作不当极易产生气溶胶污染，进而影响实验结果准确性。因此，我们推荐将 PCR 反应体系配制区和 PCR 产物纯化检测区进行强制性的物理隔离；使用专用的移液器等设备；并定时对各实验区域进行清洁（使用 0.5%次氯酸钠或 10%漂白剂进行擦拭清理），以保证实验环境的洁净度。
- 所有样本及试剂应避免直接接触皮肤和眼睛，切勿吞咽，一旦发生这种情况立即用大量清水冲洗并及时到医院就诊。
- 所有样本和各种废弃物均应按相关法规规定处理。
- 若您有其他疑问，请联系 MGI 技术支持：MGI-service@mgi-tech.com

第二章 样本要求及处理

2.1 样本准备

样本指杂交前用“MGIEasy 通用 DNA 文库制备试剂套装 (16RXN)”或“MGIEasy 酶切 DNA 文库制备试剂套装 (16RXN)”所制备的，用于进行杂交反应的 PCR 产物。

2.2 样本定量和质控

样本的定量和片段分布检测可参考样本制备的对应说明书中的“PCR 产物质检”步骤。

2.3 试剂准备

- 杂交捕获前，取出试剂盒中 Block 3/Block 4，室温或者冰上融化后备用，参考步骤 3.2 进行杂交捕获，Block 3/Block 4 为 MGI 高通量测序平台专用的接头 Block 序列，适配 Adapter 01-04，13-16，97-104，用于替换其他测序平台的接头 Block。
- 杂交捕获后，取出试剂盒中 Post-PCR Enzyme Mix/PCR Primer Mix，室温或者冰上融化后参考步骤 3.3 进行探针杂交洗脱后的扩增。

第三章 实验操作标准流程



注意：若使用 MGI Exome V4 Probe 或 MGI Exome V5 Probe，则需分别搭配 MGIEasy 外显子组捕获 V4 探针试剂套装或 MGIEasy 外显子组捕获 V5 探针试剂套装，并参考对应套装的使用说明书完成杂交捕获流程；



注意：若使用其他商业探针，则需参考其对应的杂交捕获流程，将其中针对非 MGI 高通量测序平台所用的接头封闭序列替换为本试剂盒中的 Block 3 和 Block 4，推荐体积和替换方案如下：

表 4 针对主流商业探针推荐 Block3 和 Block4 使用体积和替换方案

| 商业探针 | Block 3 体积 (μL) | Block 4 体积 (μL) | 商业探针杂交试剂盒中需替换的组份 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---|
| MGI Exome V4 Probe | 1 μL | 10 μL | 无 |
| MGI Exome V5 Probe | 1 μL | 10 μL | 无 |
| SureSelect Human All Exon V6 等同类 SureSelect 系列探针 | 1 μL | 10 μL | SureSelect Indexing Block #3 |
| SeqCap® EZ Human Exome Probes v3.0 | 1 μL | 10 μL | SeqCap HE Universal Oligo; SeqCap HE Index 2 Oligo; SeqCap HE Index 4 Oligo; SeqCap HE Index 6 Oligo; SeqCap HE Index 8 Oligo |
| xGen® Exome Research Panel | 1 μL | 10 μL | xGen® Universal Blocking Oligo (1); xGen® Universal Blocking Oligo (2); xGen® Universal Blocking Oligo (3) |



注意：不同主流类型探针的杂交后 PCR 循环数推荐如下：

表 5 针对主流商业探针推荐杂交后 PCR 循环数

| 商业探针 | 杂交后 PCR 循环数 |
|---|-------------------------|
| MGI Exome V4 Probe | 12~13 |
| MGI Exome V5 Probe | 12~13 |
| SeqCap® EZ Human Exome Probes v3.0 | 12~13 |
| xGen® Exome Research Panel | 8 (12 pool)~12 (1 pool) |
| SureSelect Human All Exon V6 等同类 SureSelect 系列探针 | 12~13 |

以 NimbleGen® SeqCap EZ 捕获流程为例，实验操作标准流程如下：

3.1 杂交前样本制备

- 3.1.1 参考 MGIEasy 酶切 DNA 文库制备试剂套装使用说明书或 MGIEasy 通用 DNA 文库制备试剂套装使用说明书，进行杂交前样本制备。根据杂交所需要的样本投入量，按照对应说明书推荐的 PCR cycle 数进行扩增，并根据其附录的接头使用规则合理选择建库接头。然后根据 RSS_SeqCap_EZ_UGuide_v5.4 说明书中要求的需求量投入制备好的 PCR 产物进行杂交。

3.2 杂交捕获

- 3.2.1 参照 RSS_SeqCap_EZ_UGuide_v5.4 Chapter 5 St 离心.3, 使用该试剂盒中的 Block 3 和 Block 4 组份替换 St 离心 4 中 SeqCap HE Universal Oligo 和 SeqCap HE Index 2/4/6/8 Oligo。Block3 和 Block4 使用体积和替换方案参考表 4。



注意：若 Block 3 与 Block 4 的使用体积高于探针试剂盒说明书中被替换试剂的使用体积，则可将该两个组份在样品浓缩前加入，通过浓缩控制反应体系的体积。（如本例中，RSS_SeqCap_EZ_UGuide_v5.4 要求将 Multiplex Hybridization Enhancing Oligo Pool 加入样品中——并进行浓缩，控制体积。）

- 3.2.2 参照 RSS_SeqCap_EZ_UGuide_v5.4 Chapter 5-6 进行杂交捕获。本说明书未提及的试剂均以探针产品说明书为准。



注意：洗脱后进行下一杂交后 PCR 时要求含磁珠样品体积要求为 44 μL ，如探针产品说明书要求的扩增样品体积小于 44 μL ，使用 NF water 将样品体积补为 44 μL 。如探针产品说明书要求的扩增样品体积大于 44 μL ，需要将洗脱液体积减少为 44 μL 。

3.3 杂交后 PCR

- 3.3.1 在冰上配制杂交后 PCR 反应液（见表 6）：

表 6 杂交后 PCR 反应液的配制

| 组分 | 单个反应体积 |
|---------------------|------------------|
| Post-PCR Enzyme Mix | 50 μL |
| PCR Primer Mix | 6 μL |
| Total | 56 μL |

- 3.3.2 用移液器吸取 56 μL 配制好的杂交后 PCR 反应液加入 44 μL 含有磁珠捕获样品的 PCR 管中，涡旋震荡 3 次，每次 3 s，瞬时离心将反应液收集至管底。

3.3.3 将步骤 3.3.2 所述 PCR 管置于 PCR 仪上，按照表 7 的条件进行杂交后 PCR 反应：

表 7 杂交后 PCR 反应条件

| 温度 | 时间 | 循环数 |
|------|--------|------|
| 热盖 | on | |
| 95°C | 3 min | 1 循环 |
| 98°C | 20 s | |
| 60°C | 15 s | X 循环 |
| 72°C | 30 s | |
| 72°C | 10 min | 1 循环 |
| 4°C | Hold | |



注意：表中“X”处 cycle 数可参考本说明书表 5。如本例中“X”为 12 或 13。

3.3.4 反应结束后，瞬时离心将反应液收集至管底。

3.3.5 将 PCR 管置于磁力架上，静置 2-5 min 至液体澄清，用移液器吸取 100 μ L 上清液转移到新的 1.5 mL 离心管中。

3.4 杂交后 PCR 产物纯化和定量

3.4.1 提前 30 min 取出 DNA Clean Beads 置于室温，使用前充分震荡混匀。



注意：DNA Clean Beads 来自 MGI Easy DNA 纯化磁珠试剂盒 (MGI, Cat. No. 1000005278)；或者可用 AMPure® XP (Agencourt, Cat. No. A63882) 代替。

3.4.2 吸取 100 μ L DNA Clean Beads 至步骤 3.3.5 的 100 μ L 杂交后 PCR 产物中，用移液器轻轻吹打至少 10 次至所有磁珠悬浮，最后一次应确保将吸头中所有液体及磁珠都打入离心管中。

3.4.3 室温孵育 5 min。

3.4.4 将离心管瞬时离心，置于磁力架，静置 2-5 min 至液体澄清，用移液器小心吸取上清并丢弃。

3.4.5 保持离心管置于磁力架上，加入 200 μ L 新鲜配制的 80%乙醇漂洗磁珠及管壁，静置 30 s 后小心吸取上清并丢弃。

3.4.6 重复步骤 3.4.5，尽量吸干管内液体，有少量残留在管壁时可将离心管瞬时离心，在磁力架上分离后，用小量程的移液器将管底液体吸干。

3.4.7 保持离心管置于磁力架上，打开离心管管盖，室温干燥，直至磁珠表面无反光、无开裂。

3.4.8 将离心管从磁力架上取下，加入 32 μ L TE Buffer 进行 DNA 洗脱，用移液器轻轻吹打至少 10 次至所有磁珠悬浮。

3.4.9 室温下孵育 5 min。

3.4.10 将离心管瞬时离心，置于磁力架上，静置 2~5 min 至液体澄清，用移液器吸取 30 μ L 上清液转移到新的 1.5 mL 离心管中。

3.4.11 使用 Qubit® dsDNA HS Assay Kit 或 Quant-iT™ PicoGreen® dsDNA Assay Kit 等双链 DNA 荧光定量试剂盒，按照定量试剂盒的操作说明对杂交后 PCR 纯化后产物进行定量。如需每个杂交后 PCR 产物样本单独环化测序，则建议最终 PCR 产物的摩尔产量 \geq 1 pmol，请参照公式 1 进行计算，例如：主带 300 bp 的打断产物，PCR 产物主片段大小 384 bp，其产量应达到 250 ng；如需将多个杂交后 PCR 产物样本混合测序，建议根据 MGIEasy DNA Adapters 说明书使用规则设计混合方案（参照附录 A），在定量后进行带有不同 UDB PCR Primer Mix 的样本混合，混合后总量为 1 pmol，总体积 \leq 48 μ L。

1 pmol 不同片段大小的双链 DNA 样本分子对应不同的质量，可根据公式计算 DNA 量：

公式 1 DNA 分子质量与摩尔数之间的换算

$$1 \text{ pmol PCR 产物对应的质量 (ng)} = \frac{\text{DNA 主片段大小 (bp)}}{1000 \text{ bp}} \times 660 \text{ ng}$$



停止点：PCR 纯化后产物可置 -20°C 冰箱储存，待变性环化。



注意：后续文库构建步骤可参照“MGIEasy 通用 DNA 文库制备套装使用说明”第三章“3.7 变性”步骤开始完成文库构建，或参考“MGIEasy 酶切 DNA 文库制备套装使用说明”第三章“3.9 变性”步骤开始完成文库构建。

附录

附录 A MGIEasy DNA Adapters-16（管式）试剂盒使用规则

基于碱基平衡的设计原则，在使用时需将 Adapter 成组使用，试剂盒中包含的 Adapter 具备如下的分组规则：

4 个 Adapter 成组：01-04、13-16，共计 2 组；

8 个 Adapter 成组：97-104，共计 1 组。

当每个样本数据量要求相同时，不同样本数目可参考如下表所示的推荐 Barcode 组合方案：

表 8 MGIEasy DNA Adapters-16（管式）试剂盒使用规则

| 样本数 /lane | 使用方法（举例） |
|--------------|---|
| 1 | 需至少使用 1 组 Adapter： 1、加一组 4 Adapter（如 01-04），将 4 个 Adapter 取等体积混合成 mix 后加入样本中 或 2、加一组 8 Adapter（97-104），将 8 个 Adapter 取等体积混合成 mix 后加入样本中 |
| 2 | 需至少使用 1 组 Adapter： 1、加一组 4 Adapter（如 01-04），每个编号 Adapter 取等体积，两两组合，混合成 2 份等体积 mix，分别加入 2 个样本中（如 01-04，将 01 和 02 等体积混合成 mix 后加入样本 1 中，将 03 和 04 等体积混合成 mix 后加入样本 2 中） 或 2、加一组 8 Adapter（97-104），每个编号 Adapter 取等体积，每 4 个编号 Adapter 混合成 1 份 mix，形成 2 份等体积 mix，分别加入 2 个样本中（如将 97-100 等体积混合成 mix 后加入样本 1 中，将 101-104 等体积混合成 mix 后加入样本 2 中） |
| 3 | 需至少使用 2 组 Adapter： 样本 1、2 采用上述（2 样本数/lane）方法加 Adapter，样本 3 采用上述（1 样本数/lane）方法加 Adapter，注意样本 1、2 与样本 3 需使用不同组别的 Adapter |
| 4 | 需至少使用 1 组 Adapter： 1、加一组 4 Adapter（如 01-04），每个编号 Adapter 取等体积，分别加入 4 个样本中（如 01-04，将 01、02、03、04 分别依次加样本 1、2、3、4 中） 或 2、加一组 8 Adapter（97-104），每个编号 Adapter 取等体积，两两组合，混合成 4 份等体积 mix，分别加入 4 个样本中（如将 97-98、99-100、101-102、103-104 分别等体积混合成 4 份 mix 后，分别依次加入样本 1、2、3、4 中） |

| | |
|---|---|
| 5 | 需至少使用 2 组 Adapter: 样本 1-4 采用上述 (4 样本数/lane) 方法加 Adapter, 样本 5 采用上述 (1 样本数/lane) 方法加 Adapter, 注意样本 1-4 与样本 5 需使用不同组别的 Adapter |
| 6 | 需至少使用 2 组 Adapter: 样本 1-4 采用上述 (4 样本数/lane) 方法加一组 Adapter, 样本 5-6 采用上述 (2 样本数/lane) 方法加一组 Adapter, 注意样本 1-4 与样本 5-6 需使用不同组别的 Adapter |
| 7 | 需使用全部 3 组 Adapter, 分三步操作: 1) 样本 1-4 采用上述 (4 样本数/lane) 方法加一组 Adapter, 2) 样本 5-6 采用上述 (2 样本数/lane) 方法加一组 Adapter, 3) 样本 7, 使用剩余的一组 Adapter, 可以加该组内一个单 Adapter, 或者加组内所有编号 Adapter 取等体积混合成的 Adapter mix 注意样本 1-4、样本 5-6、样本 7 需使用不同组别的 Adapter |
| 8 | 需至少使用 1 组 Adapter: 1、加一组 8 Adapter (97-104), 每个编号 Adapter 取等体积, 分别加入每个样本 或 2、选取两组 4 Adapter (01-04 和 13-16), 每个编号 Adapter 取等体积, 每个样本加 1 个 Adapter |

当样本数据量要求不相同时, 需遵循在一条lane中数据量要求大于20%的样本不得使用不成组的Adapter。例如有9个样本pooling于一条lane中, 其中有1个样本要求数据量为30%, 此时需采用如下Barcode的方案: 8个样本使用Adapter 97-104, 另外一个样本不可使用单独的一个Adapter, 而是要使用Adapter 01-04或Adapter 13-16。

联系我们

生产企业：深圳华大智造科技股份有限公司

生产地址：深圳市盐田区北山工业区综合楼及 11 栋 2 楼

客服电话：4000-966-988

技术支持：MGI-service@mgi-tech.com

网 址：www.mgi-tech.com



官方微信