


防控新冠疫情

大规模平行测序识别和监控SARS-CoV-2新冠病毒

为什么选择大规模平行测序（MPS）？

- 识别混合感染和二次感染
- 提供第一手资料，无需提前获知微生物信息
- 获取用于病毒溯源和识别突变的全长基因组序列



MGI MPS产品组合

宏转录组测序

MGIEasy 微生物快速RNA文库制备套装（16RXN）（MGI，货号940-000107-00）

MGIEasy 微生物快速RNA文库制备套装（96RXN）（MGI，货号940-000108-00）

MGIEasy rRNA 去除试剂盒（MGI，货号1000005953）

- 识别样本中全部微生物
- 病毒识别，获取病毒全长基因组，病毒溯源，变异监测
- 高覆盖率，全面，准确

基于多重PCR的MPS

ATOPlex RNA多重PCR建库试剂盒套装V3.0（16RXN）（MGI，货号940-000132-00）

ATOPlex RNA多重PCR建库试剂盒套装V3.0（96RXN）（MGI，货号940-000133-00）

- 多重PCR技术靶向测序
- 微生物识别，获取病毒全长基因组，病毒溯源，变异识别
- 高灵敏度，方便，经济

自动化平台

提高DNA和RNA提取及建库的通量



MGISP-100

MGI，货号
900-000070-00



MGISP-960

MGI，货号
900-000093-00*

*MGISP-960可根据客户需求
定制多种配置



中流量

MGISEQ-200

MGI, 货号
900-000350-00



中高通量

MGISEQ-2000FAST

MGI, 货号
900-000208-00



高通量

MGISEQ-2000

MGI, 货号
900-000035-00



超高通量

DNBSEQ-T7

MGI, 货号
900-000236-00

极简操作，高效分析



**微生物
快速识别平台 (PFI)**

MGI, 货号
900-000392-00



**MGI
metargetCOVID软件**

MGI, 货号
970-000228-00

联系我们

深圳华大智造科技股份有限公司

版本: 2022年12月版 | MGPB0311001



地址: 深圳市盐田区北山工业区综合楼, 518083



邮箱: MGI-service@mgi-tech.com



网站: www.mgi-tech.com



4000-688-114