


MGI Easy呼吸道 微生物基因组扩增试剂盒


一管完成甲流和乙流8个片段的扩增

- **病毒亚型适用范围广** 涵盖多种甲流和乙流病毒亚型
- **特异性高** 上靶率 On target rate 高达99%
- **基因组覆盖全** 8个片段全覆盖，覆盖度高达99%



参数	详细内容
扩增子大小	0.8~2.4kb
RNA 投入体积	200 μ L
样本类型	培养毒株、咽拭子、肺泡灌洗液等
扩增时间	5小时
组装覆盖度	$\geq 95\%$
推荐测序类型	PE100+10+10
推荐数据量	5M Reads

搭配MGI配套的试剂和仪器，实现从样本到报告全覆盖，
助力于流感监测和流行病学调查



■ 订购信息

产品名称	货号	规格
MGIEasy 呼吸道微生物基因组扩增试剂盒	940-000059-00	16RXN

深圳华大智造科技股份有限公司

4000-688-114

深圳市盐田区北山工业区综合楼

518083

✉ MGI-service@mgi-tech.com 🌐 www.mgi-tech.com

