


# MGI ZLIMS: 构建基因检测信息化实验室

实时守护你的测序实验室,安全、有序,可集成多种生信应用、支持深度定制

## 产品概述

基因检测标准实验室管理系统MGI ZLIMS,可以实现从客户订单、样本录入、样品制备、文库制备、测序、生信分析、报告发放的全生命周期管理,并具有仪器集成和监控、SOP指导、智能预警、工作看板等特点,让实验室管理更便捷、高效。

## 标准实验室全生命周期管理解决方案



# 产品特点



## 样本全息追溯

从客户下单到样本出报告全周期管理,实现样本数据全过程可追踪、可追溯。



## 智能仪器监控

实时监控每个仪器的工作状态、饱和度以及存储情况,对实验室内各种设备统一管理。



## 兼容多种生信流程

内置WGS、WES、NIPT、PGS、病原快检PFI、单菌鉴定BFI等标准流程,可集成个性化生信流程。



## workflow灵活扩展性

强大灵活的扩展能力,可自定义 workflow、流程工序及实验字段,快速满足 workflow 变更需求。



## SOP实验指导

实验环节可提供详细的SOP,指导实验员操作,使实验过程更加标准化、规范化、简单化。



## 丰富工作看板

可视化展现不同维度实验信息,管理者准确了解生产进度、仪器状态等信息。



深圳华大智造科技股份有限公司

地址:中国深圳市盐田区北山工业区综合楼及11栋2楼

邮箱: MGI-BIT@mgi-tech.com

网站: <https://www.mgi-tech.com/>

电话: 4000-688-114



官方微信



官方网站

本文件的版权属于深圳华大智造科技股份有限公司所有。

未经本公司书面许可,任何其他个人或组织不得以任何形式将本手册中的各项内容进行复制、拷贝、编辑或翻译为其他语言。

本文档中的所有商标或标识均属于深圳华大智造科技股份有限公司或其提供者所有。

版本: 2022.12