

MGISP-960

高通量自动化样本制备系统




特点

文库制备全自动化，MGI配套试剂盒，模块自由组合，支持定制化开发

配置

96通道移液器，24个SBS标准板位，PCR功能模块，磁力架，振荡器，温控模块

功能



已适配DNBSEQ™平台试剂盒

试剂盒类型	试剂盒名称	货号	通量
DNA	MGIEasy 酶切DNA文库制备试剂套装	1000006988	12-96 rxn/run
	MGIEasy 通用DNA文库制备试剂套装	1000006986	12-96 rxn/run
	MGIEasy PCR-Free文库制备试剂套装	1000013453	12-96 rxn/run
	MGIEasy 外显子组酶切文库制备试剂套装	1000009658	12-96 rxn/run
	MGIEasy 中草药DNA条形码鉴定试剂盒套装	1000010542	12-96 rxn/run
	MGIEasy 游离DNA文库制备试剂套装	1000012700	12-96 rxn/run
生育健康	MGICare 染色体拷贝数变异检测试剂盒	1000005290	12-96 rxn/run
模块化	MGIEasy 环化试剂盒	1000005259	12-96 rxn/run

试剂盒仅供研发使用。

配套耗材订购信息

耗材名称	品牌	规格	单位	货号
自动PCR仪器封膜胶垫	MGI	10个/盒	盒	1000001526
250 μL带滤芯自动化吸头	MGI	10盒/包	包	1000000723
1.3 mL 96孔圆形孔U型底深孔板	MGI	2块/包	包	1000004644
硬框薄壁全裙边96孔PCR板	MGI	10个/包	包	1000012059

MGISP-960订购信息

机型	产品配置	预期市场	货号
MGISP-960RS	定制化配置1-MGISP-960平台, 1台PCR仪+1个振荡器+2个磁力架+1个温控模块+1个垃圾桶+1个高板位+1个低板位	国内RUO	900-000092-00
MGISP-960RS	定制化配置2-MGISP-960平台, 1台PCR仪+1个振荡器+2个磁力架+2个温控模块+1个垃圾桶+1个高板位+1个低板位		900-000093-00
MGISP-960BRS	定制化配置3-MGISP-960平台, 2个磁力架+1个振荡器		900-000098-00
MGISP-960BRS	定制化配置4-MGISP-960平台, 1个垃圾桶+1个高板位		900-000099-00
MGISP-960RS	定制化配置5-MGISP-960平台, 1台PCR仪+1个振荡器+1个磁力架+1个垃圾桶+1个高板位+1个低板位		900-000100-00
MGISP-960RS	定制化配置6-MGISP-960平台, 1个振荡器+1个磁力架+2个温控模块+1个垃圾桶		900-000106-00
MGISP-960RS	定制化配置7-MGISP-960平台, 1台PCR仪+1个振荡器+1个磁力架+1个温控模块+1个垃圾桶+1个高板位+1个低板位		900-000107-00
MGISP-960RS	定制化配置8-MGISP-960平台, 1台PCR仪+1个振荡器+1个磁力架+1个温控模块		900-000105-00
MGISP-960RS	定制化配置9-MGISP-960平台, 2个磁力架+1个振荡器+1个温控模块		900-000108-00
MGISP-960RS	定制化配置10-MGISP-960平台, 1台PCR仪+1个振荡器+1个磁力架+2个温控模块 版本: 2020年12月版 MGPC2011001		900-000111-00
MGISP-960BRS	定制化配置11-MGISP-960平台, 2个磁力架+1个高板位+1个垃圾桶		900-000123-00

联系我们

深圳华大智造科技股份有限公司
地址: 深圳市盐田区北山工业区综合楼, 518083
邮箱: MGI-service@mgi-tech.com
网站: www.mgi-tech.com
电话: 4000-688-114



<https://www.linkedin.com/company/mgi-bgi>



https://twitter.com/MGI_BGI



website

版权声明

本手册版权属于深圳华大智造科技股份有限公司所有, 未经本公司书面许可, 任何其他个人或组织不得以任何形式将本手册中的各项内容进行复制、拷贝、编辑或翻译为其他语言。本手册中所有商标或标识均属于深圳华大智造科技股份有限公司及其提供者所有

版本: 2023年4月版 | MGPC1011001

本手册所依据信息截至2023年4月28日, 所有内容仅供参考, 不作为本公司的任何承诺与保证, 具体以最终签署的合同为准。